

ESTACIÓN PARA ENJUAGUE DE BOTELLAS

CSR-7000



COMPLEMENTO IDEAL




Sistema de enjuague, es el complemento perfecto para el sistema de lavado en sosa **CST-7000**, ya que retira, del interior y el exterior, el exceso de NaOH remanente en el que estuvo sumergido el envase durante la prueba de lavado en sosa, de manera fácil y eficaz, tiene capacidad para doce botellas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable
- Ventanillas y puerta en policarbonato
- Enjuaga 12 muestras simultáneamente
- Tiempo programable
- Sensor de seguridad de la puerta abierta.

DIMENSIONES GENERALES



CSR-7000



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	790 x 920 x 1770 mm (31 x 36 x 70 in)
Peso aproximado	125 kg (276 lb)
Cantidad de muestras	1 a 12
Diámetro de la muestra (min-máx)	Ø 90 - Ø 220 mm (Ø 3.5 - Ø 8.7 in)
Longitud de la muestra (min-máx)	127 - 390 mm (5 - 15 in)
Tipo de finish¹	Ø 28 mm (Ø 1.1 in)
Suministro eléctrico	220 V @ 60 Hz 3 Fases + Tierra Física
Potencia eléctrica	1.5 KW
Suministro de agua	Agua limpia, concentración de sales disueltas <0.5 ppm
Presión de suministro de agua	30 psi Mínima / 50 psi Máxima
Conexión a toma de agua	1/2 NTP Hembra
Consumo mínimo agua	50 l/m
Conexión a drenaje	Ø 1 1/2" O.D.
Ajuste de tiempo	1 a 60 min

¹ Consulte con su vendedor por diámetros especiales.



SISTEMA DE LAVADO EN SOSA CST-7000

Solicite la hoja técnica.

CSR-7000